

## 》マットレスの選び方

マットレスを選ぶ際には、寝心地だけでなく、「動きやすさ」や「体圧分散性能」も重要です。マットレスの上での「動きやすさ」は、ベッドから出る動作を助けます。

また、床ずれリスクの高い方には、状態に応じて「体圧分散性能」の高いマットレスが必要です。

### 身体状況

### 優先すること

何かにつかまれば自分で寝返りや立ちあがりができる。




動きやすさ

適度なかたさ

自立した生活を維持するためにはできるだけベッドから離れることが大切。動きやすく、姿勢が安定しやすいことに配慮しました。

起きあがりや端座位への移行は自力でできるが、移乗には介助が必要。



適度なかたさ

縁がしっかりしている



寝たり、起きたりを繰り返していますが、できるだけからだを起こして過ごすように、また、移乗がしやすいように、端座位の安定性を重視しました。

一日の大半をベッドで過ごし、寝返り、起きあがり、移乗などほとんどの動作に介助が必要。



体圧分散性能

ベッドの上で過ごす時間が長く、身体機能が低下しているので、床ずれのリスクを軽減することを優先しました。



低 (接触圧) 高

### 床ずれとは


体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。床ずれは、組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

### 床ずれを防止するためには

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ① 圧力の強さを小さくする。
- ② 圧力がかかっている時間を少なくする。

〈その他の要因〉





# マットレス

## ストレッチシリーズ



パラマウントベッド

マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。

ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あげ時の身体のずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。


対象者の目安 (床ずれ発生リスク)

	なし	軽度	中等度	高度
ストレッチスリム	■	■	■	■
ストレッチフィット	■	■	■	■
ストレッチグライド	■	■	■	■



### ストレッチスリム Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する  
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



厚さ  
7cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

#### ■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

### ストレッチフィット Stretch-Fit

マットレスが伸びて身体のずれを軽減する  
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



厚さ  
9cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738


#### ■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733


## 床ずれ防止用具

### ストレッチグライド Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを  
2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮



厚さ  
12.5cm



#### ■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797TQ	722485	00170-000729
91cm幅	KE-791TQ	722475	00170-000725
83cm幅	KE-793TQ	722465	00170-000727
91cm幅 mini	KE-792TQ	722480	00170-000726
83cm幅 mini	KE-794TQ	722470	00170-000728

#### ■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797SQ	722460	00170-000724
91cm幅	KE-791SQ	722450	00170-000720
83cm幅	KE-793SQ	722440	00170-000722
91cm幅 mini	KE-792SQ	722455	00170-000721
83cm幅 mini	KE-794SQ	722445	00170-000723






パラフィットマットレス

パラマウントベッド


柔らかく快適な寝心地を実現しつつ  
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

厚さ  
9cm



ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701

- トップカバー / ポリエステル
- クッション材 / ウレタンフォーム・ポリエステル
- 加工: 抗菌加工、防カビ加工、難燃加工




エバーフィット (通気タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”  
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”

厚さ  
10cm


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708320	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708310	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708300	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708315	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708305	00170-000440



ハードフィット面  
(通気タイプ)




ソフトフィット面  
(通気タイプ)



ハードフィット面  
(清拭タイプ)



ソフトフィット面  
(清拭タイプ)



アルファプラすくっと

タイカ

起き上がり時や立ち上がり時に手をつく位置  
(マットの両端) が硬いため、動作を助けます

厚さ  
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-A1R	708425	00563-000021
83cm幅	TS-SKT-A3R	708420	00563-000019
91cm幅 mini	TS-SKT-A1S	708435	00563-000022
83cm幅 mini	TS-SKT-A3S	708430	00563-000020



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器具

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

# マットレス／ウレタンフォームマットレス

## プレグラーマットレス

バラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ  
8cm

<100cm>

<91・83cm>



## クレーターマットレス

バラマウントベッド

からだとウレタン凸部の接触面積が小さく、圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm幅	KE-763	708120	00170-000044

厚さ  
9cm



## 床ずれ防止用具

### ウレタンフォーム

## コンフォケアマットレス

バラマウントベッド

低反発と高弾力性、  
2つのウレタンフォームの組み合わせで  
しっかりとからだを支えます

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm幅	KE-813	722080	00170-000258


- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム



二層システム構造



厚さ  
8.5cm



### ウレタンフォーム

## パラフロートマットレス

バラマウントベッド

洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える  
体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-851A	722065	00170-000161
83cm幅	KE-853A	722045	00170-000047

- カバー／表面：綿37%・ポリエステル13% 裏面：ポリウレタン50%
- クッション材／ポリエステル・ウレタンフォーム



KE-851、KE-853もご用意しております。

厚さ  
16cm

