

マットレス／ウレタンフォームマットレス

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
100cm 幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm 幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm 幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm 幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm 幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ
8cm

<100cm>

<91・83cm>



クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとウレタン凸部の接触面積が小さく、圧迫感を軽減します

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm 幅	KE-763	708120	00170-000044

厚さ
9cm



床ずれ防止用具

ウレタンフォーム

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド

低反発と高弾力性、
2つのウレタンフォームの組み合わせで
しっかりとからだを支持します


ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm 幅	KE-813	722080	00170-000258

- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム



厚さ
8.5cm

二層システム構造



ウレタンフォーム

パラフロートマットレス

パラマウントベッド

洗って干せるなど、ご家庭で布団感覚で使える
体圧分散マットレスです


ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KE-851A	722065	00170-000161
83cm 幅	KE-853A	722045	00170-000047

- カバー／表面：綿37%・ポリエステル13% 裏面：ポリウレタン50%
- クッション材／ポリエステル・ウレタンフォーム



KE-851、KE-853もご用意しております。

厚さ
16cm



ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ


パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます
背上げた時に、特に高い効果を発揮します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm 幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm 幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm 幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512

- トップカバー／ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液

厚さ
12cm



上半身・臀部・かかと
の各部位に適した
3つの構造



ウレタンフォーム

アルファプラ F 通気タイプ

タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも
身体にフィットし体圧を分散します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	MB-FA0R	722425	00563-000069
91cm 幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm 幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm 幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm 幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

- カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材／αGEL・ポリウレタンフォーム

厚さ
13cm



高硬度ウレタンフォームで
安定感を確保



<100cm>

<91・83cm>

ウレタンフォーム

アルファプラ


タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した
「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」
トータルバランスに優れたマットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm 幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm 幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm 幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm 幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010

- カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
- クッション材／αGEL・ポリウレタン

厚さ
11.5cm



<100cm>

<91・83cm>

ウレタンフォーム

マキシーフロート

パラマウントベッド

弾力性の異なるウレタンフォームの3層構造
お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある
体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm 幅	KE-803A	722005	00170-000046


- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

厚さ
15cm



多層構造

KE-801、KE-803もご用意しております。



高機能エアマットレス

高機能エアマットレス

ここちあ

パラマウントベッド

三連圧切替とブロックコントロールで優れた体圧分散性能
マットレスにポンプと送風チューブを内蔵しました

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-901Q	722032	00170-000602
83cm 幅	KE-903Q	722030	00170-000603
91cm 幅 mini	KE-9011Q	722033	00170-000604
83cm 幅 mini	KE-9031Q	722031	00170-000605



換気

リブレイズメント

背上げモード

微波動モード

リハビリモード

停電対策機能

高機能エアマットレス

エアマスターネクス

ケーブル

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応
予防目的から軽度、さらに重度まで、
幅広くご使用いただけます

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm 幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm 幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm 幅 mini	CR-640	724410	00206-000067



換気

リブレイズメント

背上げモード

微波動モード

リハビリモード

停電対策機能

高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

ケーブル

マットレスに内蔵されたセンサーが
背上げ角度を感知して圧切り替えを静止し
最適な内圧に自動調整します

厚さ
17cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm 幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm 幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm 幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm 幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm 幅 mini	CR-553	724360	00206-000074



換気

リブレイズメント

背上げモード

微波動モード

リハビリモード

停電対策機能



エアマットレス

エアマスターアクティ

超薄型で動きやすく、
床ずれを防止しながら自立を支援します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-300	724080	00206-000043
83cm 幅	CR-290	724040	00206-000043
83cm 幅 mini	CR-310	724060	00206-000043

ケーブル

厚さ
5cm



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能



エアマットレス

エアスタートライセル

ベッド上で過ごす時間が長い方に
背上げポジションを安定確保する
2層式エアマット

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-320	724020	00206-000039
83cm 幅	CR-280	724000	00206-000039

ケーブル

厚さ
10cm



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能



高機能エアマットレス

エアマスタービッグセル -Ex

ご本人の個別リスクにパーソナルに対応
超低圧を保持しながら安定体位を実現した
“超”高機能エアマット

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	CR-354	724145	00206-000046
83cm 幅	CR-350	724147	00206-000046

ケーブル

厚さ
18cm



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能



ウレタンフォーム

アキュマックス


ウレタンフォームとエアのハイブリッド型
優れた体圧分散性能を発揮します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm 幅	KE-823	722170	00170-000260

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル

厚さ
15.5cm

パラマウントベッド



特殊寝台付属品

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。
(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ: 96.4cm ●材質: スチールパイプ・樹脂
●色: ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高: 50.3cm
KS-171Q/全高: 56.3cm



2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-126M	710201	00170-000806

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ: 96.4cm
●全高: 50.5cm
●材質: スチールパイプ・樹脂
●色: ミディアム



2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

●長さ: 82.7cm ●全高: 50.3cm
●材質: スチールパイプ・樹脂
●色: ホワイトアイボリー

コンパクトで使いやすいサイズ



1本

サイドサポート

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KA-038B (ボトム取付式)	710161	00170-000354
KA-037BL (オプション受け差込式)	710171	00170-000558
KA-037BR (オプション受け差込式)	710170	00170-000557

●長さ: 63cm ●幅: 12cm




1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-161QC	00170-000539	
KS-161Q	710159	
KS-16C	710145	

●長さ: 97.5cm ●高さ: 51cm
※ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-16Cのセットです。
●色: カバー…ベージュ



2本
セット

型式	商品コード	TAIS コード
KS-171QC	00170-000541	
KS-171Q	710162	
KS-17C	710147	

●長さ: 97.5cm ●高さ: 57cm
※ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-17Cのセットです。



2本
セット

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-126C	710149	00170-000532

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ: 96.4cm
●全高: 50.5cm
●材質: スチールパイプ・樹脂
●色: チェリー



2本
セット

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KS-191QC	00170-000763	
KS-191Q	710185	
KS-19CA	710195	

●長さ: 85.3cm
●全高: 51.5cm
●色: カバー…ベージュ

※ベッドサイドレールKS-191Q(JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-19CAのセットです。
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。



1本



KA-038B
※ 頭側専用

KA-037BL ……①

KA-037BR ……②

※ 左図の位置に取り付けられます。



※ KA-037B もご用意しております。

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド(KQ-51300)との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

ベッド用手すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096A	712018	00170-000551

JIS認証取得

- 長さ: 110.9cm ●全高: 50.3cm
- 材質: 主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色: ホワイトアイボリー



1本

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096D	712025	00170-000803

JIS認証取得

- 長さ: 110.9cm ●全高: 50.3cm
- 材質: 主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色: ミディアム



1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096AC	00170-000552

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96C	710146

※KS-096ACは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96Cのセットです。



1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096ACL	00170-000712

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96CL	710141

※KS-096ACLは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96CLのセットです。



1本

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS認証取得

- 長さ: 58.9cm ●全高: 50.3cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ホワイトアイボリー



1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

●長さ: 60cm ●全高: 51cm
●色: ベージュ
※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得) とソフトカバーKS-15Cのセットです。



1本

保険対応外商品

IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686



●楽匠 Sシリーズ専用

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-508	718160



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド(KQ-51300)との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

特殊寝台付属品

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm



※支えながらベッドに移すことができます。
※介助する方もフレキシベルトハグを装着すると、ご本人様がつかまるところを用意できます。

オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

●幅：31cm
●材質：表面／ポリエステル化粧板
両端／樹脂製



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
●重量：11kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。



※KF-192もご用意しております。

イーザーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg ●材質：ポリエチレン
●橋渡しする距離：10cm以下 ●ボードの両端：15cm以上



スライディングボードの使い方



表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。
十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。
※段差が5cm以上の時・エアマット使用時には、ご利用をお控えください。

アジャストテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-090	718120	00170-000188

●幅：32cm ●材質：樹脂製

83cm・91cm幅の
ベッドに使用可



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-283	900011	00170-000575

●寸法：幅60×奥行40×高さ60.0～94.0cm
●重量：15.6kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
付属の脚座ゴムシートが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。



※☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-813	716075	00170-000387

- 寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
- 重量：16kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1 モーターベッドで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-833LB (ミディアムオーク)	716070	00170-000317

- 寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm
- 重量：24.0kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1 モーターベッドで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。



リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20.0kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
- 甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°
- 材質：
 - 本体 / スチール製
 - 天板 / メラミン樹脂化粧板

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。



リハビリテーブル(ベルト付) KF-840BS

パラマウントベッド

商品コード	TAIS コード
716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面)
高さ54～79cm (11段階調節可)
- 重量：13kg
- 材質：本体 / スチール製、天板 / メラミン樹脂化粧張り
- ベルト1本 (付属)
- 上体保持に配慮した天板形状
- 制動力が強いキャスターを採用

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。



※KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の
「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAIS コード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
- 重量：21kg
- 材質：本体 / スチール製、天板 / 樹脂化粧板
- 肘パッド(2個)付き

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。



Sittan
端座位保持テーブル

