

体位変換器

バナナターン

パラマウントベッド

A B C D E

BananaTurn
体位変換器

使い方がわかりやすい
イラスト入り
(Sサイズを除く)

持ちやすい
グリップ

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ/ ●寸法: 全長約140×全幅42cm ●重量: 約1.3kg
Mサイズ/ ●寸法: 全長約109×全幅31cm ●重量: 約0.7kg
Sサイズ/ ●寸法: 全長約46×全幅21cm ●重量: 約0.2kg

〈Lサイズ〉

〈Mサイズ〉


〈Sサイズ〉

体位変換器 バナナターン 使用例


※身体の大きさや使用方法・使用箇所に合わせてサイズ(S/M/L)を選んでください。

■LまたはMサイズを利用した体位変換例
(2個使用した場合)

身体に沿ってしっかりと
あて、交差した2つの
グリップを持って引き
ます。




体位変換後は、身体の下に挿入しておくこと
によって、そのままの姿勢を保ちやすくなります。




■Sサイズを利用した体位変換例
(肩にあてた場合)

肩にしっかりとあて、
グリップを持って引き
ます。



〈大腿にあてた場合〉

大腿にしっかりとあて、
グリップを持って引き
ます。



ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法: 全長約163×全幅約48cm ●重量: 約0.3kg
●材質: 本体/ナイロン(撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエステル、ビニールバック/ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重: 138kg

イージースライドM

パラマウントベッド

A B C D E

体の下に敷き込み
摩擦を減らして
移動も容易に行えます



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

●サイズ: 長さ70×幅100cm

ロンボ ポジショニング 初期導入セット

ラックヘルスケア

A B C D E



商品コード	TAISコード
756016	00245-000103

●サイズ:
① RF1 RF21118: 長さ60×幅40cm
② RF5 RF21145: 長さ80×幅80cm
③ RF3 RF32804: 長さ40×幅23cm (2コ)
④ RM1 RM43036: 長さ75×幅65cm
⑤ RM2 RM41934: クッション本体/長さ80×幅40cm
フラップ部/長さ80×幅20cm

カバーがつかます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ナーセントパットA(3ピース) NP アイ・ソネックス

A B C D E



●体位変換
●良肢位の保持
●床ずれ部位の除圧

※地域によっては対応
が出来ない場合も
ございます。

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ: (大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量: (大ピース) 0.85kg (小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質: 低反発性高密度特殊ウレタン

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知器 自動型紙送り装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト