

手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。

立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関など

設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて使用します。

玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。

壁のない場所の手すりとして。



歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。

歩行練習用に、握り置き型の手すりとして。



姿勢の支えと立ち上がりのために

トイレ

設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。

トイレでの座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。



トイレ用フレーム

フィットレスト KQ-320 パラマウントベッド



肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック
トイレでの姿勢の保持や立ち上がりなどをサポートします

商品コード	TAISコード
758410	00170-000710

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
- 高さ：約55~70cm (6段階調節)
※ はねあげ時：約81.5~96.5cm
- 重量：約11kg ● 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- フレーム：スチール製 (電着・粉体塗装仕上げ)
- ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



Point1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



Point2

はね上げ式アームレスト&自動ロック機構

アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたいときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



Point3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

洋式トイレ用フレーム S-はねあげ R 533082 アロン化成




肘かけがはね上がるので移乗に便利

商品コード	TAISコード
758035	00221-000343

- サイズ：全幅64×全高55~70×奥行50cm ● 重量：9.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装)
- 肘掛け：タモ集成材



ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成



背もたれ、ひじ掛けともに
使いやすい高さに調節できます

商品コード	TAISコード
758000	00221-000054

- サイズ：全幅63×全高73~81×奥行63cm ● 重量：8.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール (メラミン樹脂塗装)
- ジョイント・背もたれ：ABS
- ベース板：PP
- ひじ掛けカバー：エラストマー



洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化成



レンタルに最適なステンレス製

商品コード	TAISコード
758025	00221-000236

- サイズ：全幅70×全高55~71×奥行47cm ● 重量：6.4kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス鋼 (エポキシ系粉体塗装・抗菌加工)
- 肘掛け：PP ● ハンドル：ナイロン
- 首振りアジャスタースライド部：スチール
- 首振りアジャスターパッド：合成ゴム



特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器具

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器具

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

楽起(らっきい) YM-103L-ID 山崎産業



商品コード TAISコード
758505 01339-000007

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約21kg



※楽どめ YM-104C-ALもございます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID 山崎産業



商品コード TAISコード
758500 01339-000006

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約21kg



※楽どめ YM-104C-ALもございます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID 山崎産業



商品コード TAISコード
758510 01339-000005

- サイズ：幅50.1×奥行80.1×高さ71～85cm
- 重量：約22kg



※楽どめ YM-104C-ALもございます。

ユニバーサルグリップ KQ-95A パラマウントベッド




商品コード TAISコード
758183 00170-000583


- 寸法：全高／約72・77・82cm (3段階調節)
脚部／55×60cm
- 重量：約19kg ●色：ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ：スチール製 (コーティング：塩化ビニル)
- 支柱 (内)：スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外)・脚部：スチール製 (塗装)



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



ユニバーサルグリップ KQ-95B パラマウントベッド




商品コード TAISコード
758185 00170-000584


- 寸法：全高／約70・75・80cm (3段階調節)
脚部／55×60cm
- 重量：約16kg ●色：ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ：スチール製 (コーティング：塩化ビニル)
- 支柱 (内)：スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外)・脚部：スチール製 (塗装)



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500 日進医療器



商品コード TAISコード
758060 00175-000266

- サイズ：手摺部／幅37～73cm×長さ152cm×高さ76～94cm
全体／幅70cm×長さ165cm×高さ76～94cm
- 重量：18.5kg
- 材質：握り手・ベース／スチール (発泡樹脂コーティング仕上げ)



組み合わせの変更により…

- 並列型 ●L型

並列型



設置型手すり

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758420	00055-000119



- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：11.9kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758425	00055-000120



- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：33.8cm
- 重量：15.7kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758121	00055-000073



- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm
- 手すり間口：26.5×35.2cm
- 重量：15.4kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758126	00055-000074




- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm
- 手すり間口：77.8cm
- 重量：16.0kg
- <材質>
- ベース部：スチール
- フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01-1

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758380	00055-000109




- 手すり間口：51.6cm
- 手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)



たちあっぷ 540 CKH-01

矢崎化工

商品コード	TAISコード
758440	00055-000127



- 手すり間口：53.7cm
- 手すり高さ：104～139cm
- ベース：78×74.5cm
- 重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

屋内、屋外でも使用可能な補助手すり



特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動昇降機

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

ベストポジションバー DIPPER ホクメイ



基本セット
NBP-100-80

商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

- <サイズ>
- 使用サイズ: 2.1~2.9m
 - 収納サイズ: 2m
 - ボール部(直径): 4.5cm
 - 重量: 5.2kg



ショート
NBP-100-90

商品コード	JANコード
758347	4944916023073

- <サイズ>
- 使用サイズ: 1.7~2.1m
 - 収納サイズ: 1.6m
 - ボール部(直径): 4.5cm
 - 重量: 5.2kg

- <材質>
- 主材: アルミパイプ
 - 表面: 樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ベストポジションバーオプション DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110

商品コード	JANコード
758301	4944916020201

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



ウェーブ型アーム BP-410

商品コード	JANコード
758303	4944916020232

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ジュピター3点セット BP-140

商品コード	JANコード
758339	4944916020621

- 手すり部: 天然木
 - ジョイント部: アルミダイカスト
 - クッション: 発泡樹脂 (NBR)
- ※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。



天井用丸型ベース NBP-221

商品コード	JANコード
758319	4944916020706



●ベース(直径): 16cm

3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード	JANコード
758323	4944916020966



●ベース(直径): 1m

玄関用手すり Luna オプションアーム レギュラー

型式	商品コード	JANコード
ENT-180-30	758450	4944916024001

- ベース(直径): 12cm
- シリコン滑り止めシート×1(160角)
- 補助ベース×1(200φ)
- 丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに
装着し玄関用として使用できる



※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+オプションアームレギュラーです。(玄関用手すりLuna)

玄関用手すりLuna

型式	TAISコード
NBP-E-100	00254-000044



ベストポジションバーH型(固定)セット / (跳ね上げB型)セット

DIPPER ホクメイ



ベストポジションバーH型(固定)セット

90cmセット H2o-100-10

JANコード: 4944916022205

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ: 長さ90cm



120cmセット H2o-100-20

JANコード: 4944916022212

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ: 長さ120cm



ベストポジションバーH型(跳ね上げB型)セット

90cmセット H2o-300-10

JANコード: 4944916022304

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒900【1本】
- サイズ: 長さ90cm



120cmセット H2o-300-20

JANコード: 4944916022311

- 基本セット【2本】
- エンドブラケット(固定)【2個】
- 跳ね上げユニットB型【1式】
- 天然木丸棒1200【1本】
- サイズ: 長さ120cm



〈ベストポジションバーH型セット部材〉

天然木丸棒 900 BP-600

商品コード	JANコード
758315	4944916020553



天然木丸棒 1200 BP-610

商品コード	JANコード
758316	4944916020560



エンドブラケット(固定) BP-200-10

商品コード	JANコード
758304	4944916020300



跳ね上げユニットB型 NBP-700-20

商品コード	JANコード
758309	4944916001057



ケアスロープ


ケアメディックス



狭い間口・高い段差もこれで解消!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅：70cm ●耐重量：300kg



ダンスロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ



より軽く、より安全にスリムになってリニューアル!

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅：74.5cm ●耐重量：300kg



ダンスロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

非常に軽い! 落下防止エッジ付で安心!
設置が簡単な二つ折りタイプ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
255cm	約13.5kg	R-255E	748070	00532-000015
205cm	約9.5kg	R-205E	748060	
165cm	約7.5kg	R-165E	748040	
125cm	約6.0kg	R-125E	748020	
85cm	約4.0kg	N-85B	748000	

●幅：78cm ●耐重量：300kg



●スロープ/段差の目安表

使用状況	型式	N-85B R-85SL	CS-100	CS-120	R-125E R-125SL	CS-150	R-165E R-165SL	CS-175	CS-200	R-205E R-205SL	CS-240C	R-245SL	R-255E
スロープの長さ/cm		85	100	120	125	150	165	175	200	205	240	245	255
自力走行	5° 段差/cm	7	8	10	10	13	14	15	17	17	20	21	22
介助者必要	10° 段差/cm	14	17	20	21	26	28	30	34	35	41	42	44
最大	14° 段差/cm	20	24	29	30	36	40	42	48	50	58	59	62

※ ☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

特殊舞台
特殊舞台付属品
落下防止用具
体位変換器
徘徊感知機器
自動出庫装置
手すり
歩行補助つえ
歩行器
車いす
車いす付属品

スロープ

移動用リフト