

段差解消機

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅103cm以上
全長220cm以上定員
1名商品コード TAIS コード
740010 00084-000067

- サイズ: 全長145.5×全幅103.0×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 6.0~65cm ●重量: 85.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m



車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅225cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAIS コード
740015 00084-000071

- サイズ: 全長127.7×全幅145.4×全高130.9~193.3cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 7.0~65.5cm ●重量: 99.0kg
- 耐荷重: 150.0kg ●コード長さ: 4.0m



車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長224.5cm以上定員
1名商品コード TAIS コード
740080 00084-000093

- サイズ: 全長145.5×全幅93.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 75.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m



車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅204cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAIS コード
740085 00084-000094

- サイズ: 全長126.0×全幅129.0×全高111.5~172.0cm
- 材質: スチール、ステンレス、アルミ合金
- 昇降範囲: 5.5~65.0cm ●重量: 79.0kg
- 耐荷重: 150kg ●コード長さ: 4.0m



※ ☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

》移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、
その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。
ヒヤヒヤドキドキの動作では、危険で長続きしません。
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



立ち上がるために

居間（リビング）

立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



床からの立ちすわりが
不安定な方に。

参照 P.60

立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



いすからの立ちすわりが
不安定な方に。

参照 P.61

外出するために

玄関&アプローチ

玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。




歩行での段差昇降が
不安定な方に。

参照 P.61

アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。



車いすで自宅の出入りを
される方に。

参照 P.58

入浴するために

浴室

入浴用リフト

浴槽に入るための電動リフトです。



浴槽の出入りが
困難な方に。

参照 P.61

脱衣室から浴室、浴槽までの電動リフトです。



浴室・浴槽の出入りが
困難な方に。

参照 P.63


※吊り具の購入が必要です。

乗り移るために

寝室

介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。



ベッドからの移乗時の
介護負担を軽減します。

参照 P.62

※吊り具の購入が必要です。

立ち上がり座椅子／立ち上がり椅子

座面回転

昇降座いす ライズターン KD-650

パラマウントベッド

A B C D E

立上がりりや移乗をサポートします

商品コード	TAIS コード
736095	00170-000711

- サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
- 重量：38.5kg
- 耐荷重：80.0kg
- 座面高さ：16～59.5cm

座幅
47cm
設置面積
幅 58cm
長さ 92cm



Point1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。
高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。



Point2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。
(左右に45度、90度)回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



軽量タイプ

独立宣言エコライト DSER コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAIS コード
736060	00088-00012

- サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	設置面積
45cm	幅 61cm
	長さ 78cm



座面回転

独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAIS コード
736070	00088-000014

- サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
- 重量：46.0kg
- 耐荷重：80.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	設置面積
43cm	幅 64.5cm
	長さ 82.5cm



リクライニング

独立宣言 リクライニング DSREC

コムラ製作所

A B C D E

座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った「独立宣言」の高級タイプ

商品コード	TAIS コード
736075	00088-000015

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16～57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

座幅	設置面積
56cm	幅 66cm
	長さ 101.5cm



リフトアップ

57.5cm
16cm



リクライニング

30°(105°～135°)



チルト



電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド

A B C D E

椅子からの立ち座りを
電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード	TAISコード
736090	00170-000685

- サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
- 重量：約20.0kg ●耐荷重：100.0kg
- ストローク：17cm ●座面高さ：42～59cm

座幅	設置面積
43cm	幅 56cm 長さ 63.5cm



Point

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。

バスリフト EWB101S (予備バッテリー付)


TOTO

A B C D E

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます
簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません
※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。

商品コード	TAISコード
738000	00187-000111

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20.0kg ●耐荷重：35.0kg～100.0kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec



アームレスト乗り越えキット EWP107

TOTO

商品コード	JANコード
738002	4940577075017

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。



※EWP100Sもご用意しております。

段差解消機 アルコー3000型 Bタイプ

星光医療器製作所

A B C D E

より安全に
しかもラクに
ご使用いただけます

商品コード	TAISコード
740040	00125-000012

- サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
- 昇降範囲：42～84cm
- 重量：34.0kg
- 耐荷重：90.0kg
- コード長さ：370cm



最高座高・最低座高
84・42cm
設置面積
幅 80cm
長さ 80cm



※電話マークのついた商品は、お問い合わせください。

特殊電台
特殊電台付属品
床すれ防止用具
体位変換器
徘徊感知機器
自動排泄処理装置

手すり
歩行補助つえ
歩行器

車いす
車いす付属品
スロープ

移動用リフト

介護リフト

ベッド設置式リフト ラエスト KQ-786

パラマウントベッド

A B C D E

楽匠Sシリーズ専用リフト

raosuto
ラ エ ス ト

楽匠Sシリーズ専用のベッド設置式リフト

お部屋のレイアウトや使い方に合わせて、ベッドの頭側・足側、右側・左側、いずれにも取り付けられます

商品コード	TAISコード
734080	00170-000696


- サイズ：全幅145×全高210×奥行179cm
- 重量：56.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- 材質：本体 / スチール製 電着・粉体塗装
- ※充電式：専用充電器が付属します。
- ※ベッド本体は含まれません。



非課税



※6畳間に設置した場合



手元スイッチ

◆以下の機種・組み合わせでは取り付けできません

- ・楽匠Sシリーズ 100cm幅 (KQ-9652, KQ-9252)
- ・ハイトスペーサー (KQ-P90H, KQ-027A)、
- ・キャスター (KQ-P90C)、キャスター付ハイトスペーサー (KQ-P90CH) をご使用の場合。

◆以下の機種・組み合わせでは取り付け位置が制限されます

- ・楽匠Sシリーズ 1モーター (KQ-91XX) の足側左右には取り付けられません。
- ・延長フレーム (KQ-P92L, KQ-P90L) をご使用の場合の足側左右には取り付けられません。
- ※IVポールホルダー (KQ-P90V) をご使用の場合は反対側に取り付けてください。

床走行式電動介護リフト KQ-781 パラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ない
アルミフレーム製

商品コード	TAISコード
734005	00170-000695

- サイズ：全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
- 重量：38.0kg
- 耐荷重：205.0kg



非課税



※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

床走行式電動介護リフト KQ-771 パラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
コードレスで扱いやすい
電動リフトです

商品コード	TAISコード
734000	00170-000377

- サイズ：全幅56.6～94×全高127～192.8×奥行125cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：120.0kg



非課税



※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

スリングシート

用途に合わせて選びいただけます。



※スリングシートは、販売品となります。

※☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

つるべー F2R セット

モリトー

A B C D E

脱衣室から浴室へ…トイレでも

脱衣室から浴室へ移動するときは、
2関節タイプがお勧めです。
狭い入り口からの出入りがとてもスムーズで、
トイレでも使用可能。

商品コード	TAIS コード
734060	00229-000016

- サイズ：支柱高さ185～240cm
- 耐荷重：100kg



非課税

※つるべーF1セットもご用意しております。

※画像は、安楽キャリーBタイプ(分離型)を使用した場合です。



中タイプ
中EVE210
目安身長→150～190cmくらい

エヴァ ハーフ

耐荷重：140kg



小タイプ
小EVE220
目安身長→135～150cmくらい

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。

つるべー B セット

モリトー

A B C D E

ベッドからの移乗に


アームが360度回転するため、
広い範囲で使用できます。
組み立てもとても簡単です。

商品コード	TAIS コード
734055	00229-000005

- サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重：100kg



非課税



パオ ハーフ PAO100

耐荷重：140kg
ベッド用：70×100cm



パオ フル PAO120

耐荷重：140kg
ベッド用：70×130cm

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。

※ベッドの機種によっては取付けできない場合があります
ので、お問い合わせください。

つるべー G2R セット

モリトー

A B C D E

本柱やRC壁に取付け可能 です

主に玄関や居室で使用し、
狭い場所からの移動に便利
です

商品コード	TAIS コード
734085	00229-000017

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース高さ685×幅90mm
回転部200mm
- 重量：18.8kg



非課税

※地域によっては対応が出来ない
場合もございます。

※つるべーG1セットもご用意しております。

※設置の可否については、つるべーF1、F2Rセット同様、採寸図と写真データが必要になります。
貸与の可否については、お住まいの市区町村にご確認ください。

つるべー U2R セット

モリトー

A B C D E

縁側、テラス、玄関などで
使用します
床にアンカーボルトで固定
します
柱や壁の無い所で使用し
ます

商品コード	TAIS コード
734095	00229-000019

- 耐荷重：100kg
- サイズ：ベース350×350mm
回転部300、400mm
柱高1100、1350、1600mm
- 重量：40.4kg



非課税

※地域によっては対応が出来ない
場合もございます。

※つるべーU1セットもご用意しております。